



Klauenpflegestand

Das Tier wird von hinten in den Klauenpflegestand geführt oder getrieben und mit den beiden gleichzeitig öffnenden Türen fixiert. Nach der Behandlung kann das Tier den Stand wahlweise vorwärts oder rückwärts verlassen.



stabil und
praxisbewährt




sichere Fixierung
der Tiere



Halsrahmen
verstellbar




selbstverriegelnde Türen





Klauenpflegestand



Vorteile

- stabiler und praxisbewährter Durchtreibe-Stand
- ermöglicht sichere Fixierung der Tiere und Klauen bei der Behandlung
- 2 schwenkbare Vorderfuss-Winden
- rückschlagsfreie Sicherheitskurbeln
- 1 rückschlagfreie Hinterfuss-Winde
- 1 Bauchgurthebewinde mit selbsthemmendem Getriebe
- 2 Bauchgurten mit Ketten und 2 Fesselgurten (verschiedene Längen)
- Türen mit verstellbarem Halsrahmen
- durchgehender Stahlblechboden mit Gummimatte
- Kotschutzplatte
- hintere Einsperrung mit Selbstverriegelung

Technische Daten

Material	Stahl, feuerverzinkt
Länge	2'450 mm
Breite	1'350 mm
Höhe	1'750 mm
Gewicht	ca. 300 kg
Optionen	Fahrwerk, LED-Beleuchtung

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.krieger-ag.ch/produkte



Krieger AG
Hauptsitz Zentralschweiz
 Rüt mattstrasse 6
 6017 Ruswil
 Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Filiale Westschweiz
 Industriestrasse 202
 3178 Bösing
 Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Filiale Ostschweiz
 Murgtalstrasse 18
 9542 Münchwilen
 Tel. 071 947 25 46
muenchwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der **Krieger-Gruppe**