



Liegeboxenbügel Deluxe CNS

Zur Stabilisation wird ein 1 1/2" Rohr auf die Liegeboxen montiert. Die frontseitige Begrenzung erfolgt mit einem 75 mm Nackengurt. Der Liegeboxenbügel Deluxe wird mit 4 CNS - Bolzenankern auf den Boden und seitlich an den Bugbalken geschraubt.



einfache Montage



komplett in Chrom-
Nickel-Stahl




stabile Konstruktion



grösster Kuhkomfort



Liegeboxenbügel Deluxe CNS



Vorteile

- einfache und schnelle Montage
- Befestigung im Liegenest
- stabile Konstruktion
- tiergerechtes Abliegen und Aufstehen
- keine Druckstellen
- grösster Kopffreiraum
- für Tiefboxen
- komplett in Chrom-Nickel-Stahl



Mehr Informationen finden Sie
unter:

www.krieger-ag.ch/produkte



Krieger AG
Hauptsitz Zentralschweiz
Rüt mattstrasse 6
6017 Ruswil
Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Filiale Westschweiz
Industriestrasse 202
3178 Bösing en
Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Filiale Ostschweiz
Murgtalstrasse 18
9542 Münchwilen
Tel. 071 947 25 46
muenchwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der Krieger-Gruppe