


# Liegeboxenbügel Liberty

Zur Stabilisation wird ein 1 1/2" Rohr auf die Liegeboxen montiert. Die frontseitige Begrenzung erfolgt mit einem 75 mm Nackengurt. Der Libertybügel wird mit 4 CNS - Bolzenankern auf den Boden und seitlich an den Bugbalken geschraubt.























## Liegeboxenbügel Liberty



#### Vorteile

- einfache und schnelle Montage
- Befestigung vor Bugbrett auf Boden geschraubt
- integrierte Bugbrettbefestigung
- stabile Konstruktion
- tiergerechtes Abliegen und Aufstehen
- grösster Kopffreiraum
- Nackenrohr oder Nackengurt
- Hoch- oder Tiefboxen





Mehr Informationen finden Sie unter:

www.krieger-ag.ch/produkte



Krieger AG Hauptsitz Zentralschweiz

Rütmattstrasse 6 6017 Ruswil Tel. 041 496 95 95 ruswil@krieger-ag.ch

#### Filiale Westschweiz

Industriestrasse 202 3178 Bösingen Tel. 031 740 60 60 boesingen@krieger-ag.ch

### Filiale Ostschweiz

Murgtalstrasse 18 9542 Münchwilen Tel. 071 947 25 46 muenchwilen@krieger-ag.ch







www.krieger-ag.ch